

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-393	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/108650
<b>PRODUCTO</b> Sistemas de estimulación medular WaveWriter Alpha con IPG recargable: <ul style="list-style-type: none"><li>WaveWriter Alpha 16 IPG KIT, Número de Material: M365SC12160.</li><li>WaveWriter Alpha 32 IPG KIT, Número de Material: M365SC12320.</li></ul>	
<b>Nº DE SERIE</b> De 100188 a 758920 (para Alpha 16) y de 100635 a 759404 (para Alpha 32).	
<b>FABRICANTE</b> Boston Scientific Neuromodulation Corporation, EE UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Boston Scientific Ibérica, SA. Parque Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 46, Ed. 2, 28042 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas WaveWriter Alpha, debido a la posible suspensión transitoria de la terapia de estimulación por el reinicio del generador de impulsos implantable (IPG) durante su recarga.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

