

Aviso urgente de seguridad de campo

Nombre comercial/modelo: *Desfibrilador externo automático BeneHeart D1*

Identificador FSCA: *CP2404-JH04699*

Tipo de acción: *Actualización del manual*

17 de junio de 2024

Atención:

Estimado señor o señora:

Gracias a la monitorización continua de los productos distribuidos por Mindray, hemos descubierto un posible problema que podría asociarse con el desfibrilador externo automático BeneHeart D1. Esta carta tiene como objetivo proporcionarle la siguiente información:

Datos sobre los dispositivos afectados:

Los números de serie afectados del BeneHeart D1 pueden identificarse leyendo la etiqueta. Los números de serie de los dispositivos afectados se enumeran en el **apéndice 1**.

Descripción del problema:

Mindray ha identificado un posible problema asociado con el desfibrilador externo automático BeneHeart D1. Se ha descubierto que BeneHeart D1 es compatible con los electrodos MR60, MR61, MR62 y MR63, y es posible que algunos clientes compren más de un modelo de electrodos. Cuando hay conectados diferentes modelos de electrodos al D1, aparecen indicaciones distintas para la conexión de electrodos al dispositivo. Sin embargo, dichas indicaciones de conexión distintas pueden resultar confusas para los clientes.

BeneHeart D1 cuenta con animación y reproducción del bucle de voz para guiar al usuario paso a paso durante todo el proceso de conexión y uso de los electrodos, incluidos los pasos completos de "quitarse la ropa", "sacar el paquete de electrodos", "enchufar el conector de los electrodos", "despegar los electrodos", "colocar los electrodos", etc.

MR62 y MR63 admiten más funciones que MR60 y MR61. Cuando los electrodos MR62/MR63 se conectan a D1, este puede reconocer que los electrodos se han conectado en su lugar; de este modo, se omite el paso "enchufar el conector de los electrodos" después de realizar la conexión y aparecen distintas indicaciones.

Para cada modelo de electrodo, una vez que el usuario ha seguido la animación y la reproducción del bucle de voz y ha completado estos pasos, el dispositivo está listo para la función de ECG y la asistencia para la terapia de desfibrilación, por lo que no existe ningún riesgo clínico en este asunto.

Hasta la fecha, Mindray no ha recibido ningún informe de incidentes graves como muertes o lesiones graves debidas a este asunto. Se ha publicado una nueva versión del manual de producto BeneHeart D1 en la que se han añadido las diferencias de conexión de los electrodos y un procedimiento de DEA más detallado para mejorar el posible problema que se ha mencionado anteriormente.

Medidas que se recomienda que tome el administrador del hospital:

1. Comparta el aviso de seguridad de campo (FSN) con todas las personas que

necesiten conocerlo dentro de su organización o con cualquier organización a la que se hayan entregado los desfibriladores externos automáticos BeneHeart D1 afectados.

2. Puede seguir utilizando el dispositivo cuando reciba este aviso de seguridad en el campo (FSN) y el manual de usuario actualizado.
3. Nuestros representantes de servicio locales de Mindray o distribuidores cooperativos se pondrán en contacto con usted lo antes posible para proporcionarle la nueva versión de los manuales de producto de las unidades afectadas.

Medidas que se recomienda que tome el distribuidor:

1. Comparta el aviso de seguridad de campo (FSN) con todas las personas que necesiten conocerlo dentro de su organización o con cualquier organización a la que se hayan entregado los desfibriladores externos automáticos BeneHeart D1 afectados.
2. Si alguno de los desfibriladores externos automáticos BeneHeart D1 que tiene en sus instalaciones está en la lista de dispositivos afectados, venda estos dispositivos a los clientes con el manual actualizado. Los representantes de servicio de Mindray se pondrán en contacto con usted para proporcionarle la nueva versión del manual de producto de las unidades afectadas.

Transmisión de este aviso de seguridad de campo:

Este aviso debe compartirse con todas las personas que necesiten conocerlo dentro de su organización o con cualquier organización a la que se hayan transferido los dispositivos potencialmente afectados.

Tenga en mente este aviso y las medidas resultantes de este durante un período de tiempo apropiado para garantizar la eficacia de la acción correctiva.

Le agradeceríamos que confirmara la recepción de esta carta. Rellene el formulario de acuse de recibo que encontrará a continuación y devuélvalo por correo electrónico.

Persona de referencia para contacto:

Le pedimos disculpas por las molestias que le haya causado esta situación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su ingeniero de servicio al cliente de Mindray o su ingeniero de soporte técnico designado local – *Maximo Ferruz*

Correo electrónico: maximo.ferruz@mindray.com

Se ha notificado del presente aviso a la agencia reguladora competente.

Firma:

Matthew Ding

Representante de PMS Quality Center

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Teléfono: 0086 755 8188 5638
Correo electrónico: mr@mindray.com

Formulario de acuse de recibo

=====

Confirmación de recepción del aviso de seguridad de campo

Nombre comercial/modelo: *Desfibrilador externo automático BeneHeart D1*
Identificador FSCA: *CP2404-JH04699*
Tipo de FSCA: *Actualización del manual*

=====

Rellene este formulario y devuelva esta confirmación por correo electrónico inmediatamente.

Persona de referencia para contacto: *Maximo Ferruz*
Correo electrónico: maximo.ferruz@mindray.com

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Fecha y firma: _____

Dirección de la organización:

Apéndice 1. Lista de dispositivos afectados

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
1	BeneHeart D1	FQ-01046331	41	BeneHeart D1	FQ-33064273
2	BeneHeart D1	FQ-03047986	42	BeneHeart D1	FQ-33064274
3	BeneHeart D1	FQ-03047987	43	BeneHeart D1	FQ-37064469
4	BeneHeart D1	FQ-03047988	44	BeneHeart D1	FQ-3A064594
5	BeneHeart D1	FQ-03047989	45	BeneHeart D1	FQ-3A064595
6	BeneHeart D1	FQ-03047990	46	BeneHeart D1	FQ-3B000123
7	BeneHeart D1	FQ-03047991	47	BeneHeart D1	FQ-3B000124
8	BeneHeart D1	FQ-03047992	48	BeneHeart D1	FQ-3B064747
9	BeneHeart D1	FQ-03047993	49	BeneHeart D1	FQ-3B064748
10	BeneHeart D1	FQ-03047994	50	BeneHeart D1	FQ-3C064769
11	BeneHeart D1	FQ-03047995	51	BeneHeart D1	FQ-3C064770
12	BeneHeart D1	FQ-03047996	52	BeneHeart D1	FQ-3C064771
13	BeneHeart D1	FQ-03047997	53	BeneHeart D1	FQ-3C064772
14	BeneHeart D1	FQ-03048324	54	BeneHeart D1	FQ-3C064773
15	BeneHeart D1	FQ-03048512	55	BeneHeart D1	FQ-3C064774
16	BeneHeart D1	FQ-03048729	56	BeneHeart D1	FQ-3C064775
17	BeneHeart D1	FQ-04048978	57	BeneHeart D1	FQ-3C064776
18	BeneHeart D1	FQ-11055555	58	BeneHeart D1	FQ-3C064777
19	BeneHeart D1	FQ-14058412	59	BeneHeart D1	FQ-3C064778
20	BeneHeart D1	FQ-15058472	60	BeneHeart D1	FQ-3C064823
21	BeneHeart D1	FQ-1C061929	61	BeneHeart D1	FQ-3C064824
22	BeneHeart D1	FQ-1C061930	62	BeneHeart D1	FQ-3C064825
23	BeneHeart D1	FQ-21062226	63	BeneHeart D1	FQ-3C064826
24	BeneHeart D1	FQ-21062227	64	BeneHeart D1	FQ-3C064827
25	BeneHeart D1	FQ-21062228	65	BeneHeart D1	FQ-3C064828
26	BeneHeart D1	FQ-21062229	66	BeneHeart D1	FQ-3C064829
27	BeneHeart D1	FQ-21062230	67	BeneHeart D1	FQ-3C064830
28	BeneHeart D1	FQ-22062287	68	BeneHeart D1	FQ-3C064831
29	BeneHeart D1	FQ-22062288	69	BeneHeart D1	FQ-3C064832
30	BeneHeart D1	FQ-22062289	70	BeneHeart D1	FQ-3C064833
31	BeneHeart D1	FQ-22062290	71	BeneHeart D1	FQ-3C064834
32	BeneHeart D1	FQ-22062292	72	BeneHeart D1	FQ-3C064835
33	BeneHeart D1	FQ-22062405	73	BeneHeart D1	FQ-3C064836
34	BeneHeart D1	FQ-2A063733	74	BeneHeart D1	FQ-3C064837
35	BeneHeart D1	FQ-32064185	75	BeneHeart D1	FQ-3C064838
36	BeneHeart D1	FQ-32064186	76	BeneHeart D1	FQ-3C064839
37	BeneHeart D1	FQ-32064187	77	BeneHeart D1	FQ-3C064840
38	BeneHeart D1	FQ-32064188	78	BeneHeart D1	FQ-3C064841
39	BeneHeart D1	FQ-32064189	79	BeneHeart D1	FQ-3C064842
40	BeneHeart D1	FQ-33064272	80	BeneHeart D1	FQ-3C064843

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
81	BeneHeart D1	FQ-3C064844	121	BeneHeart D1	FQ-43000482
82	BeneHeart D1	FQ-3C064845	122	BeneHeart D1	FQ-48001363
83	BeneHeart D1	FQ-3C064846	123	BeneHeart D1	FQ-49001365
84	BeneHeart D1	FQ-3C064847	124	BeneHeart D1	FQ-49001521
85	BeneHeart D1	FQ-3C064848	125	BeneHeart D1	FQ-49001522
86	BeneHeart D1	FQ-3C064849	126	BeneHeart D1	FQ-49001590
87	BeneHeart D1	FQ-3C064850	127	BeneHeart D1	FQ-49001591
88	BeneHeart D1	FQ-3C064851	128	BeneHeart D1	FQ-49001592
89	BeneHeart D1	FQ-3C064852	129	BeneHeart D1	FQ-49001593
90	BeneHeart D1	FQ-3C064853	130	BeneHeart D1	FQ-49001594
91	BeneHeart D1	FQ-3C064854	131	BeneHeart D1	FQ-4B001749T
92	BeneHeart D1	FQ-3C064855	132	BeneHeart D1	FQ-4B001750T
93	BeneHeart D1	FQ-3C064856	133	BeneHeart D1	FQ-4B001753T
94	BeneHeart D1	FQ-3C064857	134	BeneHeart D1	FQ-4B001754T
95	BeneHeart D1	FQ-3C064858	135	BeneHeart D1	FQ-4B001755T
96	BeneHeart D1	FQ-3C064859	136	BeneHeart D1	FQ-4B001756T
97	BeneHeart D1	FQ-3C064860	137	BeneHeart D1	FQ-4B001757T
98	BeneHeart D1	FQ-3C064861	138	BeneHeart D1	FQ-4B001762T
99	BeneHeart D1	FQ-3C064862	139	BeneHeart D1	FQ-4B001763T
100	BeneHeart D1	FQ-3C064864	140	BeneHeart D1	FQ-4B001768
101	BeneHeart D1	FQ-3C064865	141	BeneHeart D1	FQ-4B001769
102	BeneHeart D1	FQ-3C064868	142	BeneHeart D1	FQ-4B001770
103	BeneHeart D1	FQ-3C064877	143	BeneHeart D1	FQ-4B002014
104	BeneHeart D1	FQ-3C064880	144	BeneHeart D1	FQ-4C002077
105	BeneHeart D1	FQ-3C064883	145	BeneHeart D1	FQ-4C002078
106	BeneHeart D1	FQ-3C064884	146	BeneHeart D1	FQ-4C002079
107	BeneHeart D1	FQ-3C064886	147	BeneHeart D1	FQ-4C002080
108	BeneHeart D1	FQ-3C064888	148	BeneHeart D1	FQ-4C002094
109	BeneHeart D1	FQ-3C064889	149	BeneHeart D1	FQ-4C002095
110	BeneHeart D1	FQ-3C064890	150	BeneHeart D1	FQ-4C002096
111	BeneHeart D1	FQ-3C064896	151	BeneHeart D1	FQ-4C002097
112	BeneHeart D1	FQ-3C064907	152	BeneHeart D1	FQ-4C002098
113	BeneHeart D1	FQ-3C064908	153	BeneHeart D1	FQ-4C002099
114	BeneHeart D1	FQ-3C064912	154	BeneHeart D1	FQ-4C002101
115	BeneHeart D1	FQ-3C064913	155	BeneHeart D1	FQ-4C002179
116	BeneHeart D1	FQ-3C064914	156	BeneHeart D1	FQ-4C002181
117	BeneHeart D1	FQ-3C064915	157	BeneHeart D1	FQ-4C002184
118	BeneHeart D1	FQ-43000470	158	BeneHeart D1	FQ-51002268
119	BeneHeart D1	FQ-43000471	159	BeneHeart D1	FQ-51002269
120	BeneHeart D1	FQ-43000472	160	BeneHeart D1	FQ-51002270

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
161	BeneHeart D1	FQ-53002437	201	BeneHeart D1	FQ-57002957
162	BeneHeart D1	FQ-54002445	202	BeneHeart D1	FQ-57002958
163	BeneHeart D1	FQ-54002446	203	BeneHeart D1	FQ-57002959
164	BeneHeart D1	FQ-54002447	204	BeneHeart D1	FQ-57002960
165	BeneHeart D1	FQ-54002448	205	BeneHeart D1	FQ-57002961
166	BeneHeart D1	FQ-54002449	206	BeneHeart D1	FQ-57002962
167	BeneHeart D1	FQ-54002450	207	BeneHeart D1	FQ-57002963
168	BeneHeart D1	FQ-54002451	208	BeneHeart D1	FQ-57002964
169	BeneHeart D1	FQ-54002452	209	BeneHeart D1	FQ-57002965
170	BeneHeart D1	FQ-54002453	210	BeneHeart D1	FQ-57002966
171	BeneHeart D1	FQ-54002454	211	BeneHeart D1	FQ-57002967
172	BeneHeart D1	FQ-54002455	212	BeneHeart D1	FQ-57002968
173	BeneHeart D1	FQ-54002456	213	BeneHeart D1	FQ-57002969
174	BeneHeart D1	FQ-54002457	214	BeneHeart D1	FQ-57002970
175	BeneHeart D1	FQ-54002458	215	BeneHeart D1	FQ-57002971
176	BeneHeart D1	FQ-54002459	216	BeneHeart D1	FQ-57002972
177	BeneHeart D1	FQ-54002460	217	BeneHeart D1	FQ-57002973
178	BeneHeart D1	FQ-55002530	218	BeneHeart D1	FQ-57002974
179	BeneHeart D1	FQ-55002531	219	BeneHeart D1	FQ-57002975
180	BeneHeart D1	FQ-56002624	220	BeneHeart D1	FQ-57002976
181	BeneHeart D1	FQ-56002625	221	BeneHeart D1	FQ-57002977
182	BeneHeart D1	FQ-56002626	222	BeneHeart D1	FQ-57002978
183	BeneHeart D1	FQ-56002627	223	BeneHeart D1	FQ-57002979
184	BeneHeart D1	FQ-56002628	224	BeneHeart D1	FQ-57002980
185	BeneHeart D1	FQ-56002630	225	BeneHeart D1	FQ-57002981
186	BeneHeart D1	FQ-56002631	226	BeneHeart D1	FQ-57002982
187	BeneHeart D1	FQ-56002633	227	BeneHeart D1	FQ-57002983
188	BeneHeart D1	FQ-56002634	228	BeneHeart D1	FQ-57002984
189	BeneHeart D1	FQ-56002635	229	BeneHeart D1	FQ-57002985
190	BeneHeart D1	FQ-56002636	230	BeneHeart D1	FQ-57002986
191	BeneHeart D1	FQ-56002693	231	BeneHeart D1	FQ-57002987
192	BeneHeart D1	FQ-57002938	232	BeneHeart D1	FQ-57002988
193	BeneHeart D1	FQ-57002949	233	BeneHeart D1	FQ-58002994
194	BeneHeart D1	FQ-57002950	234	BeneHeart D1	FQ-58002995
195	BeneHeart D1	FQ-57002951	235	BeneHeart D1	FQ-58002996
196	BeneHeart D1	FQ-57002952	236	BeneHeart D1	FQ-58002997
197	BeneHeart D1	FQ-57002953	237	BeneHeart D1	FQ-58002998
198	BeneHeart D1	FQ-57002954	238	BeneHeart D1	FQ-58002999
199	BeneHeart D1	FQ-57002955	239	BeneHeart D1	FQ-58003000
200	BeneHeart D1	FQ-57002956	240	BeneHeart D1	FQ-59003245

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
241	BeneHeart D1	FQ-59003246	281	BeneHeart D1	FQ-77010959
242	BeneHeart D1	FQ-5A003360	282	BeneHeart D1	FQ-77010961
243	BeneHeart D1	FQ-5B003949	283	BeneHeart D1	FQ-79011654
244	BeneHeart D1	FQ-5C004056	284	BeneHeart D1	FQ-7B013683
245	BeneHeart D1	FQ-5C004057	285	BeneHeart D1	FQ-7B013684
246	BeneHeart D1	FQ-5C004058	286	BeneHeart D1	FQ-7B013685
247	BeneHeart D1	FQ-5C004059	287	BeneHeart D1	FQ-7B013686
248	BeneHeart D1	FQ-5C004060	288	BeneHeart D1	FQ-7B013687
249	BeneHeart D1	FQ-64005286	289	BeneHeart D1	FQ-7B013688
250	BeneHeart D1	FQ-64005374	290	BeneHeart D1	FQ-7B013689
251	BeneHeart D1	FQ-65005530	291	BeneHeart D1	FQ-7B013690
252	BeneHeart D1	FQ-65005531	292	BeneHeart D1	FQ-7B013691
253	BeneHeart D1	FQ-66005915	293	BeneHeart D1	FQ-7B013692
254	BeneHeart D1	FQ-66005916	294	BeneHeart D1	FQ-7C014293
255	BeneHeart D1	FQ-66005917	295	BeneHeart D1	FQ-7C014294
256	BeneHeart D1	FQ-66005918	296	BeneHeart D1	FQ-7C014296
257	BeneHeart D1	FQ-67006099	297	BeneHeart D1	FQ-7C014297
258	BeneHeart D1	FQ-67006100	298	BeneHeart D1	FQ-7C014298
259	BeneHeart D1	FQ-67006101	299	BeneHeart D1	FQ-7C014299
260	BeneHeart D1	FQ-68006407	300	BeneHeart D1	FQ-7C014304
261	BeneHeart D1	FQ-69006472	301	BeneHeart D1	FQ-7C014305
262	BeneHeart D1	FQ-69006473	302	BeneHeart D1	FQ-7C014306
263	BeneHeart D1	FQ-69006474	303	BeneHeart D1	FQ-7C014307
264	BeneHeart D1	FQ-69006475	304	BeneHeart D1	FQ-7C014825
265	BeneHeart D1	FQ-71007942	305	BeneHeart D1	FQ-7C015113
266	BeneHeart D1	FQ-72008272	306	BeneHeart D1	FQ-7C015114
267	BeneHeart D1	FQ-72008273	307	BeneHeart D1	FQ-7C015115
268	BeneHeart D1	FQ-72008274	308	BeneHeart D1	FQ-7C015116
269	BeneHeart D1	FQ-72008275	309	BeneHeart D1	FQ-7C015117
270	BeneHeart D1	FQ-72008411	310	BeneHeart D1	FQ-7C015118
271	BeneHeart D1	FQ-72008412	311	BeneHeart D1	FQ-7C015119
272	BeneHeart D1	FQ-73008595	312	BeneHeart D1	FQ-7C015120
273	BeneHeart D1	FQ-74008956	313	BeneHeart D1	FQ-7C015121
274	BeneHeart D1	FQ-74008957	314	BeneHeart D1	FQ-7C015122
275	BeneHeart D1	FQ-74008958	315	BeneHeart D1	FQ-83015524
276	BeneHeart D1	FQ-74009073	316	BeneHeart D1	FQ-83015742
277	BeneHeart D1	FQ-74009095	317	BeneHeart D1	FQ-83015745
278	BeneHeart D1	FQ-74009132	318	BeneHeart D1	FQ-83015753
279	BeneHeart D1	FQ-74009133	319	BeneHeart D1	FQ-83015756
280	BeneHeart D1	FQ-74009134	320	BeneHeart D1	FQ-83015761

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
321	BeneHeart D1	FQ-83015763	361	BeneHeart D1	FQ-86017913
322	BeneHeart D1	FQ-83015765	362	BeneHeart D1	FQ-86017918
323	BeneHeart D1	FQ-83015768	363	BeneHeart D1	FQ-86017919
324	BeneHeart D1	FQ-83015770	364	BeneHeart D1	FQ-86017999
325	BeneHeart D1	FQ-83015772	365	BeneHeart D1	FQ-86018000
326	BeneHeart D1	FQ-83015776	366	BeneHeart D1	FQ-86018001
327	BeneHeart D1	FQ-83015779	367	BeneHeart D1	FQ-86018002
328	BeneHeart D1	FQ-83015780	368	BeneHeart D1	FQ-87018833
329	BeneHeart D1	FQ-83015830	369	BeneHeart D1	FQ-87018835
330	BeneHeart D1	FQ-83015850	370	BeneHeart D1	FQ-87019120
331	BeneHeart D1	FQ-83015855	371	BeneHeart D1	FQ-87019121
332	BeneHeart D1	FQ-83016025	372	BeneHeart D1	FQ-87019122
333	BeneHeart D1	FQ-84016103	373	BeneHeart D1	FQ-87019123
334	BeneHeart D1	FQ-85017239	374	BeneHeart D1	FQ-87019124
335	BeneHeart D1	FQ-85017240	375	BeneHeart D1	FQ-89020756
336	BeneHeart D1	FQ-85017256	376	BeneHeart D1	FQ-8A021049
337	BeneHeart D1	FQ-85017259	377	BeneHeart D1	FQ-8A021552
338	BeneHeart D1	FQ-85017271	378	BeneHeart D1	FQ-8B021929
339	BeneHeart D1	FQ-85017275	379	BeneHeart D1	FQ-8B021936
340	BeneHeart D1	FQ-85017289	380	BeneHeart D1	FQ-8B021937
341	BeneHeart D1	FQ-85017291	381	BeneHeart D1	FQ-8B021938
342	BeneHeart D1	FQ-85017294	382	BeneHeart D1	FQ-8B021939
343	BeneHeart D1	FQ-85017295	383	BeneHeart D1	FQ-8B021940
344	BeneHeart D1	FQ-85017297	384	BeneHeart D1	FQ-8C024378
345	BeneHeart D1	FQ-85017299	385	BeneHeart D1	FQ-8C024379
346	BeneHeart D1	FQ-85017303	386	BeneHeart D1	FQ-8C024380
347	BeneHeart D1	FQ-85017304	387	BeneHeart D1	FQ-8C024381
348	BeneHeart D1	FQ-85017305	388	BeneHeart D1	FQ-8C024383
349	BeneHeart D1	FQ-85017306	389	BeneHeart D1	FQ-8C024384
350	BeneHeart D1	FQ-85017307	390	BeneHeart D1	FQ-8C024385
351	BeneHeart D1	FQ-85017313	391	BeneHeart D1	FQ-8C024387
352	BeneHeart D1	FQ-85017320	392	BeneHeart D1	FQ-8C024388
353	BeneHeart D1	FQ-85017329	393	BeneHeart D1	FQ-8C024390
354	BeneHeart D1	FQ-85017718	394	BeneHeart D1	FQ-8C024392
355	BeneHeart D1	FQ-85017719	395	BeneHeart D1	FQ-8C024398
356	BeneHeart D1	FQ-85017720	396	BeneHeart D1	FQ-8C024399
357	BeneHeart D1	FQ-86017908	397	BeneHeart D1	FQ-91024992
358	BeneHeart D1	FQ-86017910	398	BeneHeart D1	FQ-92025577
359	BeneHeart D1	FQ-86017911	399	BeneHeart D1	FQ-92025578
360	BeneHeart D1	FQ-86017912	400	BeneHeart D1	FQ-92026098

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
401	BeneHeart D1	FQ-93027564	441	BeneHeart D1	FQ-94028850
402	BeneHeart D1	FQ-93027565	442	BeneHeart D1	FQ-94028887
403	BeneHeart D1	FQ-93027566	443	BeneHeart D1	FQ-94028964
404	BeneHeart D1	FQ-93027567	444	BeneHeart D1	FQ-94028976
405	BeneHeart D1	FQ-93027568	445	BeneHeart D1	FQ-94028983
406	BeneHeart D1	FQ-93027569	446	BeneHeart D1	FQ-94028988
407	BeneHeart D1	FQ-93027570	447	BeneHeart D1	FQ-95032716
408	BeneHeart D1	FQ-93027571	448	BeneHeart D1	FQ-96033244
409	BeneHeart D1	FQ-93027572	449	BeneHeart D1	FQ-96033245
410	BeneHeart D1	FQ-93027573	450	BeneHeart D1	FQ-96033246
411	BeneHeart D1	FQ-94028611	451	BeneHeart D1	FQ-96033247
412	BeneHeart D1	FQ-94028647	452	BeneHeart D1	FQ-96033248
413	BeneHeart D1	FQ-94028648	453	BeneHeart D1	FQ-96033249
414	BeneHeart D1	FQ-94028649	454	BeneHeart D1	FQ-96033250
415	BeneHeart D1	FQ-94028650	455	BeneHeart D1	FQ-96033251
416	BeneHeart D1	FQ-94028651	456	BeneHeart D1	FQ-96033252
417	BeneHeart D1	FQ-94028652	457	BeneHeart D1	FQ-96033253
418	BeneHeart D1	FQ-94028653	458	BeneHeart D1	FQ-96033254
419	BeneHeart D1	FQ-94028654	459	BeneHeart D1	FQ-96033255
420	BeneHeart D1	FQ-94028687	460	BeneHeart D1	FQ-96033256
421	BeneHeart D1	FQ-94028688	461	BeneHeart D1	FQ-96033257
422	BeneHeart D1	FQ-94028689	462	BeneHeart D1	FQ-96033258
423	BeneHeart D1	FQ-94028690	463	BeneHeart D1	FQ-96033259
424	BeneHeart D1	FQ-94028691	464	BeneHeart D1	FQ-96033260
425	BeneHeart D1	FQ-94028692	465	BeneHeart D1	FQ-96033261
426	BeneHeart D1	FQ-94028693	466	BeneHeart D1	FQ-96033262
427	BeneHeart D1	FQ-94028694	467	BeneHeart D1	FQ-96033263
428	BeneHeart D1	FQ-94028695	468	BeneHeart D1	FQ-96033264
429	BeneHeart D1	FQ-94028696	469	BeneHeart D1	FQ-96033265
430	BeneHeart D1	FQ-94028697	470	BeneHeart D1	FQ-96033621
431	BeneHeart D1	FQ-94028698	471	BeneHeart D1	FQ-96033622
432	BeneHeart D1	FQ-94028699	472	BeneHeart D1	FQ-96033623
433	BeneHeart D1	FQ-94028700	473	BeneHeart D1	FQ-96033624
434	BeneHeart D1	FQ-94028803	474	BeneHeart D1	FQ-96033625
435	BeneHeart D1	FQ-94028817	475	BeneHeart D1	FQ-96033626
436	BeneHeart D1	FQ-94028820	476	BeneHeart D1	FQ-96033627
437	BeneHeart D1	FQ-94028826	477	BeneHeart D1	FQ-96033628
438	BeneHeart D1	FQ-94028833	478	BeneHeart D1	FQ-96033629
439	BeneHeart D1	FQ-94028838	479	BeneHeart D1	FQ-96033630
440	BeneHeart D1	FQ-94028849	480	BeneHeart D1	FQ-96033631

No.	Commercial Name	Serial Number of products	No.	Commercial Name	Serial Number of products
481	BeneHeart D1	FQ-96034112	497	BeneHeart D1	FQ-9A039958
482	BeneHeart D1	FQ-96034113	498	BeneHeart D1	FQ-9A039959
483	BeneHeart D1	FQ-97034669	499	BeneHeart D1	FQ-9A041230
484	BeneHeart D1	FQ-97034670	500	BeneHeart D1	FQ-9B041697
485	BeneHeart D1	FQ-97034671	501	BeneHeart D1	FQ-9B041998
486	BeneHeart D1	FQ-97034672	502	BeneHeart D1	FQ-9B041999
487	BeneHeart D1	FQ-97034673	503	BeneHeart D1	FQ-9B042000
488	BeneHeart D1	FQ-97034674	504	BeneHeart D1	FQ-9B042001
489	BeneHeart D1	FQ-97034675	505	BeneHeart D1	FQ-9B042002
490	BeneHeart D1	FQ-97034676	506	BeneHeart D1	FQ-9B042003
491	BeneHeart D1	FQ-97034677	507	BeneHeart D1	FQ-9B042004
492	BeneHeart D1	FQ-97034678	508	BeneHeart D1	FQ-9B042005
493	BeneHeart D1	FQ-98035880	509	BeneHeart D1	FQ-9B042006
494	BeneHeart D1	FQ-98035881	510	BeneHeart D1	FQ-9B042007
495	BeneHeart D1	FQ-98037781	511	BeneHeart D1	FQ-9C045784
496	BeneHeart D1	FQ-99038532	Total: 511		