

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-419	PS/AVG/108001
PRODUCTO Respiradores Puritan Bennett™ serie 500. Ver números de modelo y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Soporte de ventilación mecánica, continua o intermitente.	
FABRICANTE Covidien llc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 11, Hortaleza, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los respiradores Puritan Bennett serie 500 debido a que el uso acumulado durante más de 14 años podría provocar daños en la salud por la exposición a un determinado compuesto orgánico volátil que libera un componente del respirador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa. - Nota informativa PS 30/2024.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

