

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2024-417   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/MJF/109111 |
| <b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Videolaringoscopio McGRATH MAC, código 300-000-000, números de serie entre 366170 a 405673 (ambos incluidos).</li><li>Videolaringoscopio McGRATH™ MAC (última generación), código 301-000-000.</li></ul>   |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>Covidien LLC, EE UU.  |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Medtronic Ibérica, S.A., María de Portugal, 11. 28050 Madrid.   |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Retirada del mercado de determinados números de serie del videolaringoscopio McGRATH™ MAC, código 300-000-000, debido a la posibilidad de que un evento térmico en la batería instalada provoque una explosión de la misma.<br>Advertencias de seguridad relacionadas con el código 301-000-000 del videolaringoscopio McGRATH™ MAC (última generación), para reiterar e incluir recomendaciones sobre el manejo de la batería. |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>  |                                    |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

