

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-421	REFERENCIA PS/NA/109087
PRODUCTO Vaporizador electrónico V90 para su uso con el equipo de anestesia A9.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de agentes anestésicos por inhalación en el equipo de anestesia A9.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics CO., LTD., China.	
DISTRIBUIDOR Mindray Medical España SL. C San Rafael 1, portal 4, bajo G, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Cese de distribución y reemplazo de determinados números de serie de los vaporizadores electrónicos V90, debido a que el inyector anestésico podría no estar bien sellado, pudiendo provocar que la concentración anestésica vaporizada sea superior al valor de ajuste.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

