

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-430	REFERENCIA PS/PRV/109154
PRODUCTO Bomba de Alimentación Enteral FreeGo. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Zevex Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Laboratories, S.A. Avenida de Burgos, 91 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de alimentación enteral FreeGo, debido a que podrían no emitir alarmas en caso de obstrucción o bloqueo por un problema de software.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

