

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-451	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/109636
<b>PRODUCTO</b> Ensayo Proteína del líquido urinario/cefalorraquídeo (UCFP) de ADVIA Chemistry. Número Material de Siemens: 11319151. UDI 00630414279176	
<b>Nº LOTE</b> 140	
<b>FABRICANTE</b> Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Siemens Healthcare S.L.U., Calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043, Madrid, España.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización del lote 140 del ensayo UCFP ADVIA Chemistry, debido a posibles errores en el control de calidad y resultados falsamente reducidos o elevados de proteínas en orina o líquido cefalorraquídeo en pacientes.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

