

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-461	REFERENCIA PS/VBR/110049
PRODUCTO Kit de reactivos VIDAS CK-MB. Referencia: 30421.	
FINALIDAD PREVISTA Análisis cuantitativo automatizado para la determinación de la isoenzima MB de la creatina kinasa humana en el suero o el plasma humanos, útil en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos.	
Nº LOTE 1010473720.	
FABRICANTE BioMérieux SA, Francia.	
DISTRIBUIDOR BioMérieux España S.A.U., C/Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad y cese de utilización del lote 1010473720 del kit de reactivos VIDAS CK-MB debido a la posibilidad de que se produzcan calibraciones no válidas, ya que el valor del estándar S1 se encuentra fuera del rango alto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

