

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-468	PS/PRV/108339
PRODUCTOS Medias de compresión venosa: • b:joynz • VenoTrain curaflow Arm • VenoTrain curaflow Bein • VenoTrain discrétion • VenoTrain impuls • VenoTrain micro • VenoTrain pure • VenoTrain soft • VenoTrain soft S Vendajes de estabilización: • GenuTrain, • LumboTrain, • OmoTrain, OmoTrain S Ver referencias en el listado de productos afectados adjunto.	
FABRICANTE Bauerfeind AG, Alemania	
DISTRIBUIDOR Bauerfeind Iberica S.A., Calle San Vicente Martir,71-4º-7ª, 46007 Valencia	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias de medias de compresión y vendajes, debido a que podrían contener unas virutas metálicas adheridas, que pueden dañar la piel del usuario durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Listado de productos afectados • Nota informativa PS, 37/2024	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

