

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-483	REFERENCIA PS/PL/109931
PRODUCTO Equipo de Soporte Respiratorio Airvo 3, modelo PT301EW.	
FINALIDAD PREVISTA Generador de alto flujo Optiflow con humidificador integrado, diseñado para administrar terapia de alto flujo Optiflow™ a pacientes con respiración espontánea.	
VERSION SOFTWARE 1.2.0 – 1.5.1.	
FABRICANTE Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Nueva Zelanda.	
DISTRIBUIDOR Dextro Médica SL, Travessera del Bovalar, 74, 46970, Alaquàs, Valencia	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el dispositivo Airvo 3 debido a la posible respuesta errónea del dispositivo a la alarma de alineación de flujo 3.2.2 pudiendo provocar una desaturación de oxígeno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

