

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-486	REFERENCIA PS/CMAG/109575
PRODUCTO Miami J Select Collar, referencia MJS-101. Miami J Select Collar Set, referencia MJSR-101.	
FINALIDAD PREVISTA Indicado en situaciones que requieren una inmovilización total de la columna cervical.	
Nº LOTE Del MX220516 al MX230104 Ver apéndice A de la nota de aviso.	
FABRICANTE Össur hf, Islandia.	
DISTRIBUIDOR Össur Iberia, SL. C/Caléndula 93, Miniparc III, Edif. E. 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas (Madrid).	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes del MX220516 al MX230104 de los collares cervicales Miami J Select Collar y Miami J Select Collar Set, debido a que los sistemas de autoadhesión sensibles a la presión (PSA) fijados a los lados del panel anterior del collar pueden presentar una mala adhesión.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

