

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-487	<b>REFERENCIA</b> PS/CMAG/110504
<b>PRODUCTO</b> TheraSorb LIFE 21, referencias 330-000-621 y 330-000-622. UDI –DI: 04049934006449 y 04049934006456.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Plataforma para aféresis terapéutica.	
<b>FABRICANTE</b> Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG. Friedrich-Ebert-Str. 68. 51429 Bergisch Gladbach, Alemania.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con la plataforma TheraSorb LIFE 21, debido a que, si se utiliza con catéteres venosos centrales dentro de la aurícula derecha, se puede provocar una fibrilación por microchoque ya que la punta del catéter debe estar situada fuera de la aurícula derecha.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

