

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-510	REFERENCIA PS/NA/110634
PRODUCTO XERO Viewer de Enterprise Imaging. UDI-DI: 05400874000710.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación de software utilizada para la visualización de referencia y diagnóstico de imágenes médicas de varias especialidades y datos no relacionados con imágenes, junto con informes y documentos asociados.	
VERSION SOFTWARE 8.x.	
FABRICANTE Agfa HealthCare NV., Bélgica.	
DISTRIBUIDOR Agfa HealthCare Spain S.A.U., C/ Gaspar Fàbregas i Roses 81, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinadas versiones del software de imagen radiológica XERO Viewer de Enterprise Imaging, debido a que la línea de referencia/localizador que se muestra en la imagen del escanograma de CT, podría aparecer desplazada con respecto a la posición correcta real.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

