

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-520	REFERENCIA PS/VBR/111118
PRODUCTO Bomba de inyección OFP-2. Referencia K10001143.	
FINALIDAD PREVISTA Suministrar líquido a endoscopios o dispositivos de endoterapia Olympus compatibles para la irrigación de la mucosa gástrica y colónica durante procedimientos endoscópicos o endoterapéuticos.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Olympus KeyMed Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U. Plaza de Europa, 10, L'Hospitalet de Llobregat 08902, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de inyección OFP-2 debido a la posibilidad de que se produzca una pérdida intermitente de funcionamiento causada por un fallo de conexión de un componente interno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

