

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-613	PS/MAM/112805
PRODUCTO Cama de guardería KayserBett EMMA 1, UDI-DI: 426038961EMMA17V Cama infantil KayserBett EMMA 2, UDI-DI: 426038961EMMA27X Cama infantil KayserBett IDA, UDI-DI: 426038961IDAGU	
FABRICANTE KaysewrBetten GmbH & Co. KG. Alemania.	
DISTRIBUIDOR Mediatric, S.L. Calle Sant Elies, 35. 08006, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las camas KayserBett EMMA 1, EMMA 2 e IDA debido a la posibilidad de que el paciente o terceras personas queden atrapados debajo de la base del colchón o entre los elementos ajustables de la base del colchón si las funciones de ajuste del mando a distancia no se han bloqueado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

