

Greiner Bio-One España S.A.U.
Av. Somosierra, 22 Planta 2 Nave G | 28703 San Sebastián de los Reyes | Madrid

San Sebastián de los Reyes, 28 Octubre 2024

**Notificación de Calidad- Portatubos Holdex (Referencia 450263)
Asunto R002_24**

Estimado cliente,

Como resultado de nuestro proceso de vigilancia, seguimiento postcomercialización y control del mercado, y en base a pruebas internas realizadas, se ha identificado que los lotes de Holdex (referencia 450263) descritos en la siguiente tabla, pueden mostrar en ocasiones puntuales una retracción incompleta de la válvula de la aguja interna tras la perforación de los tubos.

Referencia	Lote
450263- Portatubos Holdex® de un solo uso, envase individual, estéril	A24033QG
450263- Portatubos Holdex® de un solo uso, envase individual, estéril	A240347W
450263- Portatubos Holdex® de un solo uso, envase individual, estéril	A24074BC

Por razones de seguridad, hemos decidido retirar el producto afectado.

Por favor, no utilice estos números de lote. Rogamos nos indique las unidades que actualmente tienen en stock para proceder a su retirada.

Nuestro Departamento de Calidad comunicará a cada uno de nuestros clientes los lotes afectados que le hayan sido suministrados.

Disculpe cualquier inconveniente ocasionado por el tiempo necesario para la investigación.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, póngase en contacto con su delegado comercial o servicio técnico.

Reciba un cordial saludo,