

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-612	REFERENCIA PS/PRV/112953
PRODUCTO Catéter balón Cordis SELUTION SLR 018 para PTA de 3,0 mm X 100 mm, referencia SE18-030100.	
FINALIDAD PREVISTA Catéter balón de angioplastia transluminal percutánea (PTA), para dilatar lesiones vasculares de nueva aparición o reestenóticas, con el fin de mejorar la perfusión del miembro y reducir la incidencia de reestenosis.	
Nº LOTE L92505, L92835, L93029, L93495.	
FABRICANTE M.A. Med Alliance SA (MedAlliance), Suiza.	
DISTRIBUIDOR Cordis Medical Spain S.L, Avenida General Perón 29, planta 16, 28020 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del catéter balón Cordis SELUTION SLR 018 para PTA de 3,0 mm X 100 mm, de referencia SE18-030100, debido a la posibilidad de que se produzca una dificultad en el vaciado o un vaciado lento del aire.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

