

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-615	REFERENCIA PS/PRV/113158
PRODUCTO BD BBL Sensi Disc Ampicillin 2 µg (AM-2). Referencia 231263. UDI-DI: (01)30382902312636.	
FINALIDAD PREVISTA Discos para pruebas semicuantitativas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos a ampicilina.	
Nº LOTE 2339360, 3010977, 3058508, 3184064, 3234190.	
FABRICANTE Becton, Dickinson and Company, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n. 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes de los discos antimicrobianos BD BBL Sensi Disc Ampicillin 2 µg (AM-2), con referencia 231263, debido a la posible disminución de la zona de inhibición por una menor difusión del antibiótico a través del disco.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

