

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-618	PS/PRV/113314
PRODUCTO - HUNTER. Referencia: 0053800. UDI-DI: 8428097594301 - HUNTER ST. Referencia: 0053850. UDI-DI: 8428097858304	
FINALIDAD PREVISTA Catéteres para el tratamiento de lesiones coronarias arteriales que permiten la extracción parcial o total de trombos de reciente formación mediante aspiración manual, con el fin de mejorar la perfusión del miocardio en el contexto de la técnica de Intervención Coronaria Percutánea (ICP).	
Nº LOTE Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE IBERHOSPITEX, S.A., España.	
DISTRIBUIDOR IBERHOSPITEX, S.A., Avenida Catalunya 4, 08185, Lliçà de Vall, Barcelona, España.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los catéteres de extracción de trombos HUNTER y HUNTER ST, debido a que contienen jeringas de vacío de 30 ml que presentan fugas por el émbolo, lo que reduce su capacidad de aspiración del trombo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

