

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-622	PS/MJF/112979
PRODUCTO Sistemas de válvulas aórticas transcáteter ACURATE neo2 y ACURATE Prime. Ver referencias en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica, SA; Parque Empresarial Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 46, Ed. 2. 28042, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de válvulas aórticas transcáteter ACURATE neo2 y ACURATE Prime, debido al riesgo de infraexpansión de la válvula, y actualización de las instrucciones de uso y de la formación para médicos del sistema de válvula aórtica ACURATE neo2.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

