

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-689	REFERENCIA PS/EML/111259
PRODUCTO Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 y Trilogy EV300	
FINALIDAD PREVISTA Proporcionan ventilación con presión positiva continua o intermitente para el cuidado de las personas que requieren ventilación mecánica.	
FABRICANTE Philips Respironics, Inc., EEUU	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. c/María de Portugal, 1. C.P. 28050, Madrid	
ASUNTO Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con los respiradores Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 y Trilogy EV300, debido a la posible acumulación de depósitos de aerosoles en el sensor de flujo interno por el uso de nebulizadores en línea en determinadas configuraciones.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: En octubre de 2024, la empresa envió una nota de aviso en la que advertía de la posible acumulación de depósitos de aerosol en el sensor de flujo interno al utilizar estos respiradores con nebulizadores en línea en determinadas configuraciones, lo que podría dar lugar a mediciones de flujo imprecisas. La AEMPS transmitió esta información el 16 de octubre de 2024, alerta 2024-552. Philips Respironics está enviando ahora una nueva nota de aviso con información adicional para que se pueda determinar qué acciones inmediatas y requisitos de servicio técnico son necesarias en cada caso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

