

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-697	REFERENCIA PS/PL/115095
PRODUCTO VIDAS CK-MB. Referencia 30421.	
FINALIDAD PREVISTA VIDAS CK-MB es un análisis cuantitativo automatizado, que se realiza sobre instrumentos de la familia VIDAS, y que permite la valoración cuantitativa de la isoenzima MB de la creatina Kinasa humana en el suero o el plasma humanos, (heparina de litio o EDTA) mediante la técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).	
Nº LOTE 1010844200 y 1010959330.	
FABRICANTE BioMérieux SA, Francia.	
DISTRIBUIDOR BioMérieux España S.A.U., Calle Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del producto VIDAS CK-MB cuando sea necesario calibrar el instrumento VIDAS debido a la posibilidad de obtener una calibración no válida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

