

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-006	REFERENCIA PS/PRV/115169
PRODUCTO Sistema informático Picis Perioperative and Critical Care.	
FINALIDAD PREVISTA Documentar los cuidados clínicos dados a los pacientes por parte del personal del entorno perioperatorio (visita preanestésica, anestesia, cirugía, y reanimación), y del entorno de cuidados intensivos.	
VERSION SOFTWARE v10	
FABRICANTE Picis Clinical Solutions, Inc., EE UU.	
DISTRIBUIDOR Picis Clinical Solutions, S.A. Carrer del Císter, 2 08022 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el sistema informático Picis Perioperative and Critical Care, con versión de software v10, debido a que, en determinadas circunstancias, se podría generar una documentación inexacta en la hoja del paciente de las dosis administradas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

