

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-016	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/114867
<b>PRODUCTO</b> Lentes intraoculares precargadas: <ul style="list-style-type: none"><li>• MICROPURE 123</li><li>• ISOPURE 123</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Estas lentes intraoculares se implantan en el saco capsular después de la extracción de una catarata y sirven para reemplazar la función óptica del cristalino natural con cataratas.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en el Anexo I en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> BVI Liege/PhysIOL, Bélgica.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> MEDICAL MIX, Calle Amposta, 20, Sant Cugat del Valles, 08174 Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de las lentes intraoculares precargadas ISOPURE 123 y MICROPURE 123 (LIO), debido a la posibilidad de encontrar una mayor resistencia durante la inyección de estas lentes, lo que puede provocar que los usuarios ejerzan una fuerza excesiva y como consecuencia dar lugar al atasco del inyector o la LIO.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

