

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-019	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/115529
<b>PRODUCTO</b> Bombas de infusión volumétricas Medima, modelos P100, P200, y P300.	
<b>Nº SERIE</b> Ver nºs de serie afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> Medima Sp. z o. o., Polonia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L; Av. de la Transición Española 24, 4ª Pl, P.E. Omega. Edif. Gamma. 28108 Alcobendas, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de las bombas de infusión volumétricas Medima, modelos P100, P200, y P300, debido a que el canal de la bomba donde se inserta el equipo de infusión podría no abrirse, impidiendo su colocación.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

