

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-023	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/114809
<b>PRODUCTO</b> Fórceps hemostáticos / pinzas hemostáticas. Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Se utilizan para sujetar tejidos y pequeños vasos.	
<b>FABRICANTE</b> Aesculap AG, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> B. Braun Surgical, S.A.U., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados fórceps y pinzas hemostáticas, debido a su posible rotura al utilizarse en situaciones no cubiertas por su diseño y límites de apertura de la mandíbula actuales.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> En diciembre de 2024 la empresa remitió una nota de aviso para informar del riesgo de utilizar estos productos en la oclusión de grandes vasos sanguíneos o en la fijación de materiales médicos, pudiendo dar lugar a la rotura del dispositivo durante su uso.  Ahora está remitiendo una nueva nota de aviso en la que se identificado y añadido más productos afectados por el mismo problema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

