

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-032	PS/MJF/115655
PRODUCTO Lifecath PICC PUR: - Código: 1294.245 Lote: 081024GQ - Código: 1294.345 Lote: 101024GT	
FINALIDAD PREVISTA Catéter venoso central de inserción periférica previsto para terapia intravenosa a medio y largo plazo.	
FABRICANTE VYGON GmbH & Co. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR VYGON SAU; C/ Ciudad de Sevilla nº 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro. 46988 Paterna, Valencia.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 081024GQ del catéter Lifecath PICC PUR con código 1294.245 y del lote 101024GT del catéter Lifecath PICC PUR con código 1294.345, debido a que el conector gris del catéter podría estar dañado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

