

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-040	PS/PL/115972
PRODUCTO Sistema láser de holmio Lumenis Pulse 120H. Ver referencias y nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA La aplicación de fibras de la energía del láser de holmio es ideal para cirugías mínimamente traumáticas en urología, ortopedia, otorrinolaringología, ginecología y cirugía en general.	
FABRICANTE Lumenis Ltd., Israel.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica S.A, C/ Ribera del Loira 46, Edificio 2, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados sistemas de láser holmio Lumenis Pulse 120H, debido a la posibilidad de que se produzca un sobrecalentamiento y que se dañen las resistencias de potencia del controlador de corriente alterna (CA) durante la secuencia de encendido del sistema láser.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

