

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-044	REFERENCIA PS/EML/115590
PRODUCTO Instrumentos reutilizables da Vinci X y Xi con mordazas. Ver referencias, UDIs y versiones afectadas en el Anexo A de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Instrumentos electroquirúrgicos reutilizables usados en el sistema de cirugía robótica Da Vinci X y Xi.	
FABRICANTE Intuitive Surgical, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR ABEX Excelencia Robótica S.L., Calle Proción 1-3, Planta 0, oficina C Aravaca, 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con instrumentos quirúrgicos reutilizables con mordazas usados en el sistema robótico Da Vinci X y Xi, debido a la posibilidad de que los cables de agarre se encuentren rotos o pelados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

