

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-048	<b>REFERENCIA</b> PS/CMAG/116169
<b>PRODUCTO</b> Set colonic FTRD. Referencia 200.70 (Referencia de Izasa: 979200.70).	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Dispositivo para endoscopia flexible para la resección transmural.	
<b>Nº LOTE</b> 856866	
<b>FABRICANTE</b> Ovesco Endoscopy AG, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Izasa Hospital, S.L.U. C/ Jesús Serra Santamans, 5. 08174 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona).	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización y retirada del mercado del lote 856866 del set colonic FTRD, referencia 200-70, debido a que la cubierta del endoscopio es demasiado corta para el sistema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

