

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-061	PS/EML/114698
PRODUCTO SpeedControl Dial utilizado en el dispositivo de asistencia eléctrica de propulsión SmartDrive MX2+. Modelo: MX2-3DC.	
FINALIDAD PREVISTA Es una opción de control por cable del dispositivo de asistencia eléctrica SmartDrive que forma parte del sistema de propulsión SmartDrive MX2+ de la silla de ruedas.	
Nº LOTE Todos los distribuidos a partir del 27 de agosto de 2023.	
FABRICANTE Max Mobility LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Permobil Medical Devices and Services S.L. C. de Estébanez Calderón, 3, 28020 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el componente SpeedControl Dial, modelo MX2-3DC, utilizado en el sistema de propulsión SmartDrive MX2+ de la silla de ruedas, debido a que el conjunto de la placa electrónica (PCBA) del SpeedControl Dial podría provocar fallos en el funcionamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa. - Nota informativa PS, 2025/05.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

