

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-109	PS/MJF/117203
PRODUCTO Diluyente Atellica CH, número de material de Siemens 11099300.	
Nº LOTE 0000191602	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc; EE UU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª planta. Ed. Pórtico. 28043, Madrid, España.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 0000191602 del diluyente Atellica CH, debido a la presencia de contaminación por hipoclorito de sodio en algunas botellas, lo que podría dar lugar a resultados erróneamente elevados o bajos con el calibrador, el control de calidad y las muestras de pacientes en cualquier ensayo de Atellica CH, excepto el sodio, el potasio y el cloruro.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

