

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2025-114  | <b>REFERENCIA</b><br>PS/RJC/117592 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Fase móvil A de análisis de aminoácidos MassChrom. Nº de pedido 75001.   |                                    |
| <b>Nº LOTE</b><br>0225  |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Alemania.   |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Teknokroma Analítica S.A., Camí de Can Calders, 14, 08173, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.   |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Retirada del mercado o cese de utilización del lote 0225 de la fase móvil A de análisis de aminoácidos MassChrom debido a una posible pérdida de intensidad para varios analitos, así como desplazamientos del tiempo de retención y problemas de separación para determinados aminoácidos, por lo que no se garantiza un análisis fiable. |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>   |                                    |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

