

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2025-132  | <b>REFERENCIA</b><br>PS/PL/117504 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Kit desechable COR, 8 mm, número de pieza 252109.<br>Kit desechable COR con perp, 8 mm, número de pieza 252112.  |                                   |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b><br>Para recolectar injertos osteocondrales artroscópicamente de un sitio donante y trasplantarlos a un sitio defectuoso.  |                                   |
| <b>Nº LOTE</b><br>Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.  |                                   |
| <b>FABRICANTE</b><br>DePuy Mitek Inc., EEUU.  |                                   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid.  |                                   |
| <b>ASUNTO</b><br>Retirada del mercado de determinados kits desechables COR, debido a la posibilidad de que presenten una ausencia del pasador en el componente del cargador de injertos, el cual es imprescindible para pasar el injerto de la cuchilla a la zona quirúrgica. |                                   |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>   |                                   |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

