

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-151	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/118523
<b>PRODUCTO</b> Funda para casete de rayos X que se incluye en los equipos para procedimientos estériles de Medline. Ver referencias y números de lote de los equipos para procedimientos estériles afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Protección de barrera de alto nivel para reducir el riesgo de contaminación.	
<b>FABRICANTE</b> Medline International France SAS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medline International Iberia S.L.U., Parque empresarial San Fernando, Av de Castilla, nº 2, Pl Baja, local B, Edif. Munich. 28830 San Fernando de Henares, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de la funda de casete de rayos X que se incluye en determinados equipos para procedimientos estériles de Medline debido a la detección de marcas profundas en dicha funda, que pueden dar lugar a la formación de agujeros y causar una brecha en la barrera estéril.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.