

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-159	REFERENCIA PS/MAM/118580
PRODUCTO Sistemas CELL-DYN Ruby. Números de referencia: 08H67-01, 08H67-03, 08H67-10, 08H67-13 y 04U42-84. Ver números de serie y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Analizadores de hematología multiparámetro diseñados para su uso diagnóstico in vitro en laboratorios clínicos con diferentes volúmenes de pruebas.	
FABRICANTE Abbott Laboratories. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostic European distribution. 65205, Wiesbaden, Alemania.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas CELL-DYN Ruby debido a la posibilidad de que, si se escanean o introducen manualmente reactivos caducados de forma involuntaria, el sistema actualiza la fecha de caducidad a la actual o una futura, pudiendo dar lugar a resultados incorrectos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

