

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-161	REFERENCIA PS/NA/118043
PRODUCTO Kit XLung 230. Código de producto: F32000014 / 32000014.	
FINALIDAD PREVISTA Intercambio gaseoso extracorpóreo, el bombeo de sangre y la termorregulación sanguínea.	
Nº LOTE FSXC2513, FSXD0204, FSXD0810, FSXD1508, FSXD0822, FSXD2216, FSXE0603, FSXE1302 y FSXE2117.	
FABRICANTE XENIOS AG., Alemania.	
DISTRIBUIDOR Fresenius Medical Care España S.A. Ronda de Poniente 8 Bajo, Tres Cantos, 28760 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del kit XLung kit 230, con código de producto F32000014 / 32000014, debido al riesgo de fugas en el puerto de recirculación del oxigenador durante el cebado o el uso clínico, por una leve desviación dimensional en la conexión afectada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

