

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-168	PS/PRV/118495
PRODUCTO	
<p>Líneas de sangre de unipunción cross over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIASTREAM IQ PREMIUM HD SNCO. Código de producto: 7211127 • DIASTREAM CLASSIC HD SNCO. Código de producto: 7211349 <p>para las máquinas de diálisis Dialog+ y Dialog iQ.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	
Proporcionan el circuito sanguíneo extra corporal de ida y vuelta desde el acceso vascular del paciente al dializador junto con las máquinas de hemodiálisis.	
Nº LOTE	
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
B. Braun Avitum AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR	
B. Braun Medical, S.A. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de determinados lotes de las líneas de sangre unipunción cross over DIASTREAM IQ PREMIUM HD SNCO y DIASTREAM CLASSIC HD SNCO utilizadas con las máquinas de diálisis Dialog+ y Dialog iQ, debido a la posible presencia de partículas en la cámara de expansión venosa, que podrían migrar al torrente sanguíneo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.