

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-174	REFERENCIA PS/MJF/117520
PRODUCTO Anclaje sin anudar CinchLock Flex con introductor. Referencia CAT02643.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo implantable no degradable diseñado para fijar tejidos blandos al hueso.	
Nº LOTE Ver nºs de lotes afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Stryker Endoscopy, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del anclaje sin anudar Cinchlock Flex con introductor, referencia CAT02643, debido a la posibilidad de que el cable de tracción se rompa y permanezca en el cuerpo del anclaje después de su despliegue.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

