

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-198	REFERENCIA PS/EML/118561
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none">• Apósitos nasales NasoPore.• Apósitos para el oído OtoPore. Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Stryker Instruments, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17 - 28108 Alcobendas Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de apósitos Nasopore y Otopore, debido a que pueden presentar una burbuja en la zona de sellado del envase y comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

