

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-202	REFERENCIA PS/VBR/117503
PRODUCTO Desfibrilador Externo Automático Zoll Powerheart G5. Modelo: G5X-XXX.	
FABRICANTE ZOLL Medical Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR ZOLL Medical España, Paseo de la Castellana, 135, 7ª planta, 28046, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el desfibrilador externo automático Zoll Powerheart G5, modelo G5X-XXX, debido a que si se almacena en unas condiciones de humedad fuera de especificaciones podría generarse el código de error (CE) 501 durante la autocomprobación automatizada, lo que impediría que administrase la terapia de salvamento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

