

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-204	PS/PL/118835
PRODUCTO FRED easyport, referencia 3.940050 y 0.900000. UDI-DI: 07613365001075.	
FINALIDAD PREVISTA Desfibrilador automatizado externo (DAE) que se utiliza para el tratamiento de la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV).	
FABRICANTE Schiller AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Schiller España, S.A.U. C/ Dublín, 1, 28232 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los desfibriladores externos automatizado FRED easyport, debido a un posible fallo del módulo IGBT que puede pasar desapercibido si no se realiza el mantenimiento en los intervalos que indican las Instrucciones de Uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

