

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-207	REFERENCIA PS/MAM/117672
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> • CETRO Prolapse Incontinence 57 mm. Referencia: 9616-2. UDI: 07340194306568 • CETRO Prolapse Incontinence 64 mm. Referencia: 9616-3. UDI: 07340194306575 • CETRO Prolapse Incontinence 70 mm. Referencia: 9616-4. UDI: 07340194306582 • CETRO Prolapse Incontinence 76 mm. Referencia: 9616-5. UDI: 07340194306599 	
FINALIDAD PREVISTA Destinado al tratamiento del prolapso del útero de grado I y II, o para el tratamiento de la incontinencia debida a un suelo pélvico prolapsado.	
FABRICANTE Cetro Medical AB. Suecia.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none"> • Suministros Médicos Sanitarios SA. C/ Teruel 11, patio interior. 28020, Madrid. • Medical Selection S.L. C/ Trueba y Fernández, 6 (Local). 28016, Madrid. 	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con el dispositivo Cetro prolapse incontinence 57, 64, 70 y 76 mm debido a que en las Instrucciones de uso no aparece la advertencia de que las pacientes que utilicen el producto deben retirárselo antes de someterse a cualquier examen de resonancia magnética.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa • Nota informativa PS 21/2025 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.