

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-230	REFERENCIA PS/PL/115033
PRODUCTO Vaporizadores Tec 6 Plus, Tec 820 y Tec 850. Ver referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº SERIE Ver en el Apéndice 2 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU, C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.	
ASUNTO Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinados vaporizadores de anestesia Tec 6 Plus, Tec 820 y Tec 850, debido a la posibilidad de que suministren una concentración de agente anestésico menor que la ajustada en el dial del dispositivo.	
INFORMACION ADICIONAL En diciembre 2024 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de que determinados vaporizadores de anestesia Tec 6 Plus, Tec 820 y Tec 850 podían suministrar una concentración menor de agente anestésico volátil. La AEMPS transmitió esta información el 23 de enero de 2025, alerta 2025-036. La empresa está enviando una nueva nota de aviso informando de que finalmente, aquellos vaporizadores que no superen la comprobación de la concentración de salida deben ser destruidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

