

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-280	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/121081
<b>PRODUCTO</b> Dräger Filter/HME: <ul style="list-style-type: none"><li>• SafeStar 90 Plus,</li><li>• SafeStar 60A Plus</li><li>• SafeStar 55 Plus</li><li>• TwinStar HEPA Plus</li></ul> Ver referencias y números UDI afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Filtros de circuito respiratorio e intercambiadores de calor y humedad de los gases para uso anestésico y respiratorio	
<b>FABRICANTE</b> Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Dräger Medical Hispania. C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias de filtros/HME de Dräger, debido a la posibilidad de obtener un aumento lento de la curva de CO <sub>2</sub> cuando se conectan a una línea de muestreo de gases de un equipo de anestesia Dräger, lo que podría ser interpretado erróneamente como una obstrucción del sistema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

