

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-289	REFERENCIA PS/TS/120776
PRODUCTO Sistemas de resonancia magnética Evolution Upgrade, Ingenia, MR, Smart Path to dStream, SmartPath to Ingenia Elition y Upgrade to MR. Ver modelos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE R11.1 y R12.1.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A., C/María de Portugal, 1 C.P. 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software relacionadas con determinados modelos y referencias de los equipos de resonancia magnética Evolution Upgrade, Ingenia, MR, Smart Path to dStream, SmartPath to Ingenia Elition y Upgrade to MR con versión software R.11.1 y R12.1, debido a que podrían producirse errores de alineación en la función de línea de referencia cruzada al revisar las imágenes generadas con la aplicación MobiView.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

