

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-370	PS/EML/123269
PRODUCTO Endoprótesis carotídea WALLSTENT Monorail. Ver referencias, y lotes en el Anexo 1 de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Tratamiento de estenosis de la arteria carótida común (ACC), la arteria carótida interna (ACI) y la bifurcación carotídea.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica, S.A. Parque Puerta de las Naciones C/ Ribera del Loira, 46 – Edificio 2, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de lotes de la endoprótesis carotídea WALLSTENT Monorail, debido a que el lumen interior de la guía es más estrecho que las dimensiones especificadas y provoca un movimiento restringido de la guía.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

