

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-363	REFERENCIA PS/PRV/122880
PRODUCTO Ambu SPUR II Ver modelos, referencias, UDI-DI y lotes afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Resucitador cardiopulmonar manual para ventilación asistida desechable.	
FABRICANTE Ambu A/S, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR Firma Ambu S.L. Calle de Santa Leonor, 65, San Blas-Canillejas, 28037 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes y referencias de los resucitadores cardiopulmonares manuales Ambu SPUR II, debido a la posibilidad de que el puerto del manómetro esté bloqueado y no se pueda leer la presión de ventilación aplicada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

