

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-367	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/122766
<b>PRODUCTO</b> Sistema para tromboembolectomía CATCHVIEW. Referencia: CATCHVMINI20. UDI-DI: 03700481331262.	
<b>Nº LOTE</b> 00591305.	
<b>FABRICANTE</b> Balt Extrusion SAS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Balt Spain Medical SL., C/Villarroel 52, 08011, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote 00591305 del sistema para tromboembolectomía CATCHVIEW, referencia CATCHVMINI20, debido a la posibilidad de que no presente marcadores radiopacos, por lo que no sería posible su visualización por fluoroscopia.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

