

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-394	REFERENCIA PS/CMAG/121943
PRODUCTO Cable de alimentación para cargador de coche incluido en el sistema concentrador de oxígeno portátil (POC) iGo2 serie 125A, 125K. Número de catálogo: DV6X-619. UDI: 00885304020585.	
FINALIDAD PREVISTA Accesorio que permite al usuario operar su iGo2 POC desde una fuente de alimentación de corriente continua, como el puerto de carga de un vehículo. Alimenta la unidad y, al mismo tiempo, carga la batería interna del dispositivo. El sistema POC está indicado para la administración de oxígeno suplementario.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados del cable de alimentación en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados del sistema POC iGo2 en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE DeVilbiss Healthcare LLC, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none"> • Utenspa S.L.U. Calle Minas, 51. 28923 Alcorcón, Madrid. • Smartcarein S.L. Calle Sant Antoni 65, Bajos. 17600 Figueres, Girona. • Sapiolife SAU. Avenida Camino de lo Cortao 28. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. • Neumotecnologias S.L. Calle Francesc Parez Cabrero 7. 08021 Barcelona. • MEDILAN S.L. Calle de Concepcion Benitez 22. 31009 Pamplona. • Esteve Teijin Healthcare S.L. Paseo Ferrocarril 369. 08860 Castelldefels, Barcelona. 	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del cable de alimentación para cargador de coche, número de catálogo DV6X-619, incluido en el sistema POC iGo2 serie 125A, 125K, debido a la posibilidad de que se produzca un sobrecalentamiento de la parte del enchufe.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa • Nota informativa PS 43, 2025. 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

